

CROS Pure Charge&Go Nx-sändare

Bruksanvisning



Innehåll

Välkommen	4
Din CROS-sändare	5
Komponenter och namn	7
Kontroller	9
Hörselprogram	10
Funktioner	10
Signaltoner	10
Daglig användning	11
Laddning	11
Slå på och av	12
Växla till standby-läge	13
Sätta in och avlägsna sändaren	14
Justera volymen	18
Byta hörselprogram	18
Underhåll och skötsel	19
Hörapparater	19
Hörselgångsdelar	21
Professionellt underhåll	23
Viktig säkerhetsinformation	24

Övrig information	26
Säkerhetsinformation	26
Tillbehör	26
Förklaring av symboler	27
Drifts-, transport- och förvaringsförhållanden	28
Kasseringsinformation	29
Felsökning	30
Försäkran om överensstämmelse	31
Viktig säkerhetsinformation	33
Personsäkerhet	33
Produktsäkerhet	36
Service och garanti	38

Välkommen

Tack för att du valt att använda ett av våra tillbehör för hörapparater.

Den här guiden, tillsammans med stöd från din audionom, hjälper dig att förstå fördelarna och den bättre livskvalitet som detta tillbehör erbjuder.



VARNING


Det är viktigt att läsa hela den här bruksanvisningen noga och fullständigt. Följ säkerhetsinformationen för att undvika skada.

Din CROS-sändare

CROS-lösningar är utformade för människor med grav hörselnedsättning på ett öra som inte kan avhjälpas med en hörapparat. En CROS-sändare som bärs på det ohjälpbara örat fångar ljud från den sidan och sänder det till hörapparaten på det andra örat. Detta tillåter bäraren av hörapparaten att höra ljud från båda sidorna.

CROS-sändare

Hörapparat



Två lösningar finns tillgängliga:

- CROS-lösning:

För personer med normal hörsel i ett öra och grav hörselnedsättning i det andra. Ljud från sidan med hörselnedsättning fångas upp och sänds trådlöst till sidan med bra hörsel.

- BiCROS-lösning:

För personer med grav hörselnedsättning i ett öra och mindre grav hörselnedsättning i det andra. Ljud från sidan med allvarigare hörselnedsättning fångas upp och sänds trådlöst till sidan med bättre hörsel. Hörapparaten behandlar och förstärker ljud från båda sidor.


CROS sändaren fungerar med våra specifika trådlösa hörapparater. Din audionom informerar dig om modellerna som passar.



OBSERVERA

Denna bruksanvisning gäller endast för CROS-sändaren. Din hörapparat har en separat bruksanvisning.

Komponenter och namn



① Hörselgångsdel

② Hörtelefon

③ Hörtelefonledning

④ Mikrofonöppningar

⑤ Tryckknapp (kontroll, på/av-knapp)

⑥ Sidindikator
(röd = höger öra,
blå = vänster öra)
och hörtelefonkontakt

Du kan använda följande hörselgångsdelar i standardutförande:

Hörselgångsdelar i standardutförande		Storlek
☐	 Click Sleeve (öppen eller sluten)	
☐	 Click Dome™ (öppen eller sluten)	
☐	 Click Dome halvöppen	
☐	 Click Dome dubbel	

Du kan enkelt byta ut hörselgångsdelarna i standardutförande. Läs mer i avsnittet "Underhåll och skötsel".

Specialtillverkade hörselgångsdelar

☐	 Specialskal	
☐	 Click Mold™	

Kontroller

Med tryckknappen på din hörapparat kan du exempelvis byta hörselprogram. Din audionom har programmerat de funktioner du vill ha till tryckknappen.

Tryckknappsfunktion	L	R
Tryck kort:		
Program upp	☐	☐
Höj volym	☐	☐
Sänk volym	☐	☐
Tinnitus behandling signalnivå uppåt	☐	☐
Tinnitus behandling signalnivå nedåt	☐	☐
TV-stream på/av	☐	☐
Håll in i ungefär två sekunder:		
Program upp	☐	☐
Höj volym	☐	☐
Sänk volym	☐	☐
Tinnitus behandling signalnivå uppåt	☐	☐
Tinnitus behandling signalnivå nedåt	☐	☐
TV-stream på/av	☐	☐
Aktivera/inaktivera flygplansläget	☐	☐
Håll in i mer än tre sekunder:		
Slå på/av	☐	☐

L = Left (vänster), R = Right (höger)



Du kan också använda en fjärrkontroll för att ändra hörselprogram och justera volymen på dina hörapparater. Du får ännu fler kontrollalternativ med vår smartphoneapp.

Hörselprogram

1

2

3

4

5

6

Läs mer i avsnitt "Byta hörselprogram".

Funktioner



Tinnitusterapifunktionen genererar ett ljud som distraherar dig från din tinnitus.

Signaltoner

Sändarens signaltoner CROS - som en signal för lågt batteri - skickas till hörapparaten.

Be din audionom konfigurera signaltonerna.

Daglig användning

Laddning

Placera din hörapparat och sändare i laddaren.

- Följ instruktionerna i laddarens bruksanvisning. Du finner även användbara tips gällande laddning i laddarens bruksanvisning.



Indikering av svag battericell

Du hör en varningssignal när battericellen börjar bli svag. Signalen upprepas var 20:e minut. Beroende på hur du använder apparaterna har du ungefär 1,5 timme på dig att ladda dem innan de slutar fungera.

Slå på och av

Du har följande möjligheter att slå på eller av dina hörhjälpmedel.

Via laddare:

- ▶ Slå på: Ta ut apparaterna ur laddaren.
Uppstartsmelodin spelas i hörapparaterna. Volymen och hörselprogrammet **standard** har valts.
- ▶ Stänga av: Placera hörapparat och sändare i laddaren.

Observera att laddaren måste vara ansluten till nätströmmen. Läs laddarens bruksanvisning för mer information.

Via tryckknapp:

- ▶ Slå på: Håll in tryckknappen tills uppstartsmelodin spelas. Släpp tryckknappen när melodin spelas.
Volymen och hörselprogrammet **standard** har valts.
- ▶ Stänga av: Tryck in tryckknappen och håll den intryckt under flera sekunder.

Läs även tipsen gällande laddning i laddarens bruksanvisning.

Växla till standby-läge

Med hjälp av en fjärrkontroll eller en smartphoneapp kan du sätta hörapparat och CROS-sändaren i standby-läge. Detta stänger av ljudet i hörapparaterna. När du lämnar standby-läget väljs den volym och det hörselprogram som använts **tidigare**.

Observera:

- I standby-läget är hörapparaterna **inte** helt avstängda. De drar en viss mängd ström.
Därför rekommenderar vi att du använder standby-läget endast under korta perioder.
- Om du vill lämna standby-läget, men du inte har tillgång till fjärrkontrollen eller appen: Stäng av hörapparaterna och slå på dem igen (med hjälp av tryckknappen eller genom att placera dem i laddaren en kort stund tills en eller flera orangea lysdioder tänds). I det här fallet har volymen och hörselprogrammet **standard** valts.

Sätta in och avlägsna sändaren

Färgade markörer anger sidan:

- röd markör = höger öra
- blå markör = vänster öra

Föra in:

- För Click Sleeves, se till att böjen på Click Sleeve är i linje med böjen på hörtelefonledningen.

Rätt:




Felaktigt:



- ▶ Håll hörtelefonledningen i böjen närmare hörselgångsdelen.
- ▶ Tryck försiktigt in hörselgångsdelen i hörselgången **1**.
- ▶ Vrid den en aning tills den sitter bra.

Öppna och stäng munnen för att undvika luftansamling i hörselgången.

- ▶ Lyft hörapparaten och CROS-sändaren och skjut den över örats ovansida **2**.



VARNING

Risk för skada!

- ▶ Sätt försiktigt i hörselgångsdelen och inte för djupt in i örat.



- Det kan vara bra att sätta in **höger** enhet med **höger** hand och **vänster** enhet med **vänster** hand.
- Om du har problem med att föra in hörselgångsdelen så använd den andra handen för att försiktigt dra öronsribben nedåt. Detta vidgar hörselgången och underlättar införandet av hörselgångsdelen.


Stödvingen, som erbjuds som tillval, hjälper till att hålla kvar hörselgångsdelen i örat. Gör så här för att placera stödvingen:

- Böj stödvingen och placera den försiktigt längst in i öronmusslan i ditt öra (se bilden).



Borttagning:

- ▶ Lyft enheten och skjut den över örats ovansida ①.
- ▶ Om din enhet är utrustad med ett specialskalet eller ett Click Mold, ta bort den genom att dra det lilla snöret mot baksidan av huvudet.



- ▶ För alla andra hörselgångsdelar: Ta tag i hörtelefonen i hörselgången med två fingrar och dra försiktigt ut den ②.

Dra inte i hörtelefonledningen.



VARNING

Risk för skada!

- ▶ I mycket sällsynta fall kan det hända att hörselgångsdelen blir kvar i örat när du avlägsnar hörapparaten. Om detta händer bör du låta sjukvårdspersonal ta ut hörselgångsdelen.

Rengör och torka din enhet efter användning. Läs mer i avsnittet "Underhåll och skötsel".

Justera volymen

Din hörapparat och CROS-sändare justerar automatiskt volymen efter varje ljudmiljö.

- Om du föredrar att justera volymen manuellt, tryck på tryckknappen.

Se avsnittet "Kontroller" för information om att ställa in tryckknappen.

En valfri signal kan indikera volymändringen. Du kan välja att höra en signal när den högsta eller lägsta volymen uppnåtts.

Byta hörselprogram

Dina hörhjälpmedel justerar sitt ljud automatiskt, beroende på ljudmiljön.

Dina hörhjälpmedel kan också ha flera hörprogram där du kan ändra ljudet om det behövs. En valfri signal kan indikera programbytet.

- Tryck kort på tryckknappen för att ändra hörselprogrammet.

Se avsnitt "Kontroller" för dina kontrollers inställning.
Se avsnittet "Hörselprogram" för en lista med dina hörselprogram.

Standardvolymen används.

Underhåll och skötsel

För att undvika skada är det viktigt att du sköter dina hörhjälpmedel och följer några grundläggande regler, som snart blir en del av din dagliga rutin.

Hörapparater CROS-sändaren

Rengöring

Din hörapparat och CROS-sändare har en skyddande beläggning. Om rengöring inte utförs regelbundet kan du dock skada enheterna eller orsaka personskada.

- ▶ Rengör dina hörapparater dagligen med en mjuk, torr duk.
- ▶ Använd aldrig rinnande vatten och doppa aldrig enheterna i vatten.
- ▶ Använd aldrig tryck under rengöringen.
- ▶ Fråga din audionom om rekommenderade rengöringsprodukter, särskilda set med produkter för skötseln och be om mer information om hur du håller dina hörapparater i gott skick.



Torkning

Laddaren torkar hörapparat och CROS-sändaren när de laddas. Du kan också använda konventionella produkter för att torka hörapparaterna. Fråga din audionom om rekommenderade torkprodukter och enskilda instruktioner gällande torkning av hörapparaterna.

Förvaring

- Kortvarig förvaring (upp till flera dagar): Stäng av hörapparat och CROS-sändaren med hjälp av tryckknappen eller placera dem i laddaren som är ansluten till nätström.

Laddaren måste vara ansluten till nätström. Om laddaren inte är ansluten till nätström, och du placerar hörapparat och CROS-sändaren i laddaren, stängs dessa **inte** av.

Observera att hörapparat och CROS-sändaren **inte** stängs av helt när du stänger av dem via fjärrkontrollen eller smartphoneappen. De försätts bara i viloläge och drar fortfarande ström.

- Långvarig förvaring (veckor, månader eller längre): Ladda först hörapparaterna och CROS-sändaren till fullt. Stäng av dem genom att trycka på tryckknappen innan ska förvaras. Vi rekommenderar att använda torkningsprodukter vid förvaring av hörapparat och CROS-sändaren.

Du måste ladda hörapparat och CROS-sändaren var sjätte månad för att undvika att battericellen djupurladdas. Djupurladdade battericeller kan inte laddas mer och måste bytas ut. Vi rekommenderar att du laddar dem oftare än var sjätte månad.

Observera förvaringsförhållanden i avsnittet "Drifts-, transport- och förvaringsförhållanden".

Hörselgångsdelar


Rengöring

Det kan samlas cerumen (öronvax) på hörselgångsdelarna. Det kan påverka ljudkvaliteten. Rengör hörselgångsdelarna dagligen.

För alla typer av hörselgångsdelar:


- Rengör hörselgångsdelen med en mjuk och torr duk direkt efter uttagningen.

Detta förhindrar att cerumen blir torrt och hårt.



För Click Domes eller Click Sleeves:

- Kläm på spetsen av hörselgångsdelen.




Byta ut

Byt ut hörselgångsdelarna i standardutförande cirka var tredje månad. Byt dem tidigare om du upptäcker sprickor eller andra förändringar. Tillvägagångssättet när hörselgångsdelar i standardutförande byts beror på vilken typ av hörselgångsdel det gäller. I avsnitt "Komponenter och namn" har din audionom markerat vilken typ av hörselgångsdel du har.

Byta ut Click Domes

- För att ta bort den gamla Click Dome använder du utdragningsverktyget eller följer instruktionerna på förpackningen till Click Domes. Var försiktig så att du inte drar i hörtelefonledningen.



Utdragningsverktyget erbjuds som tillbehör.

- Var extra noga med att den nya Click Dome klickar fast tydligt.
- Kontrollera att den nya Click Dome passar ordentligt.



Byta ut Click Sleeves

- Vänd Click Sleeve ut och in.
- Ta tag i Click Sleeve och hörtelefonen (inte hörtelefonledningen) med fingrarna och dra av Click Sleeve.
- Var extra noga med att den nya Click Sleeve klickar fast ordentligt.



Professionellt underhåll

Din audionom kan utföra noggrann professionell rengöring samt underhåll.

Specialtillverkade hörselgångsdelar och vaxfilter ska bytas vid behov av din audionom.

Fråga din audionom om vad som rekommenderas för dig när det gäller underhållsintervaller och support.

Viktig säkerhetsinformation

Det här avsnittet innehåller viktig säkerhetsinformation gällande battericellen. Mer säkerhetsinformation finns i säkerhetshandboken som medföljer hörapparaterna.



FARA

En battericell (laddningsbart litiumjonbatteri) är permanent inbyggd i sändaren. Felaktig användning av battericellen eller sändaren kan leda till att battericellen spricker.

Risk för skada, brand eller explosion!

- Följ säkerhetsinstruktionerna för battericeller i det här avsnittet.

- Observera driftsförhållanden. Se avsnittet "Drifts-, transport- och förvaringsförhållanden".
- Var särskilt noggrann med att skydda sändaren från extrem värme (t.ex. brand, mikrovågsugnar, induktionsugnar eller andra höginduktiva fält) och solljus.
- Ladda sändaren endast med den godkända laddaren. Be din audionom om hjälp.
- Montera inte isär battericellen.

Ersättnings- och reparationsarbeten måste utföras av en fackutbildad person. Därför:

- ▶ Reparera inte och byt inte ut battericellen på egen hand.
- ▶ Använd inte sändaren om dennes prestanda efter laddning försämras avsevärt.
- ▶ I det osannolika fallet att en battericell spricker eller exploderar, håll alla brännbara material på avstånd.

Om något av det ovanstående inträffar ska du lämna tillbaka sändaren till audionomen.

Övrig information

Säkerhetsinformation

Mer säkerhetsinformation finns i säkerhetshandboken som medföljer enheten.

Tillbehör

Man kan använda myControl App för praktisk fjärrstyrning av CROS-sändare och hörapparat. Med appen kan du också inaktivera signaltoner för att skapa individuella ljudprofiler och många fler funktioner.

Du kan också använda en fjärrkontroll.

Kontakta din audionom för mer information.

Förklaring av symboler

Symboler som används i detta dokument

 Indikerar en situation som kan leda till allvarliga, måttliga eller mindre personskador.

 Indikerar möjlig egendomsskada.

 Råd och tips om hur du kan använda din enhet på bästa sätt.

Symboler på enheten eller förpackningen

 Etikett med CE-märkning, bekräftar att vissa Europeiska direktiv är uppfyllda, se avsnitt "Försäkran om överensstämmelse".

 EMC och etikett beträffande uppfyllelse för radiokommunikation, Australien, se avsnittet "Försäkran om överensstämmelse".

 Indikerar enhetens juridiska tillverkare.

 Kasta inte enheten i hushållssoporna. Läs mer i avsnittet "Kasseringsinformation".

 Läs och följ instruktionerna i användarguiden.

Drifts-, transport- och förvaringsförhållanden

Hörapparaterna fungerar vid följande miljöförhållanden (gäller även mellan användning):

Driftsförhållanden	Urladdning	Laddning
Temperatur	0 till 50 °C (32 till 122 °F)	10 till 35 °C (50 till 95 °F)
Relativ luftfuktighet	5 till 93 %	5 till 93 %
Atmosfärstryck	700 till 1060 hPa	700 till 1060 hPa

Vid längre transport- eller förvaringsperioder ska följande förhållanden beaktas:

	Förvaring	Transport
Temperatur (rekommenderas)	10 till 25 °C (50 till 77 °F)	-20 till 60 °C (-4 till 140 °F)
Temperatur (maximalt intervall)	10 till 40 °C (50 till 104 °F)	-20 till 60 °C (-4 till 140 °F)
Relativ luftfuktighet (rekommenderas)	20 till 80 %	5 till 90 %
Relativ luftfuktighet (maximalt intervall)	10 till 80 %	5 till 90 %
Atmosfärstryck	700 till 1060 hPa	700 till 1060 hPa

Observera att du måste ladda hörapparaterna minst en gång var sjätte månad. Detaljerad information finns i avsnittet "Underhåll och skötsel".

För andra delar, till exempel laddaren, kan andra villkor gälla.



FARA

Risk för skada, brand eller explosion under frakt.

- ▶ Frakta battericeller eller sändaren enligt lokala förordningar.

Kasseringsinformation

- ▶ För att undvika miljöförorening ska battericeller och sändare inte slängas i hushållssoporna.
- ▶ Återvinn eller kasta battericeller och sändare enligt lokala förordningar.

Felsökning

Problem och möjliga lösningar

Ljudet är svagt.

- Hög volymen.
 - Ladda sändaren.
 - Rengör eller byt ut hörselgångsdelen.
-

CROS-sändaren avger visslande ljud.

- Sätt in hörselgångsdelen på nytt tills den sitter ordentligt.
 - Sänk volymen.
 - Rengör eller byt ut hörselgångsdelen.
-

Ljudet är förvrängt.

- Sänk volymen.
 - Ladda hörapparaten.
 - Rengör eller byt ut hörselgångsdelen.
-

Hörapparat CROS-sändaren avger signaler.

- Ladda hörapparaten och sändaren.
-

CROS-sändaren fungerar inte.

- Starta hörapparaten.
 - Ladda hörapparaten och CROS-sändaren.
Observera också statuslamporna på laddaren.
-

Kontakta din audionom om du stöter på fler problem.

Försäkran om överensstämmelse

CE-märkningen visar att produkten överensstämmer med de europeiska direktiven:

- 93/42/EEC om medicinteknisk utrustning
- 2014/53/EU RED om radioutrustning
- 2011/65/EU RoHS om begränsning av farliga ämnen

Du kan få försäkran om överensstämmelse i sitt fullständiga format från www.signia-hearing.com/doc.



ACMA-märkningen intygar att enheten uppfyller standarden om elektromagnetiska störningar som fastställts av Australian Communications and Media Authority (ACMA).

Enheter med FCC märkningen överensstämmer med FCC-standarderna avseende elektromagnetiska störningar.

Denna digitala apparat av klass B uppfyller den kanadensiska normen ICES-003.

Denna apparat överensstämmer med del 15 i FCC-bestämmelserna och med ISED:s licensundantag för RSS.

Användning får ske under följande två förutsättningar:

- Enheten får inte förorsaka skadliga störningar och
- enheten måste tåla eventuella mottagna störningar, inklusive störningar som kan ha oönskade effekter.

Denna utrustning har testats och anses uppfylla gränserna för en digital klass B-enhet, enligt del 15 i FCC-standarderna. Dessa gränser är fastställda för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostäder. Denna utrustning skapar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras enligt instruktionerna kan den förorsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kan uppstå i en given installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar vid radio- eller TV-mottagning, vilka kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta eller placera om den mottagande enheten.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som är anslutet till en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med återförsäljaren eller en kvalificerad radio-/TV-tekniker för hjälp.

FCC-varning: Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen godkänts av den som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens rätt att använda utrustningen.

Viktig säkerhetsinformation

Personsäkerhet

Denna enhet är inte avsedd för barn under 3 år eller personer med en utvecklingsålder under 3 år.



VARNING

Risk för skada!

- Använd alltid hörtelefon med en hörselgångsdel.
- Kontrollera att hörselgångsdelen sitter korrekt.



FARA

Risk för att den elektroniska utrustningen påverkas!

- Kontrollera om din apparat måste stängas av i områden där användningen av elektroniska eller trådlösa apparater är begränsad.



FARA

Risk för skada!

- Använd inte uppenbart skadade apparater utan lämna tillbaka dem till utprovningsstället.



FARA

Observera att icke godkända ändringar av apparaten kan orsaka skador på produkten eller personsador.

- Använd endast godkända delar och tillbehör. Be din audionom om hjälp.



FARA

Risk för kvävning!

Din apparat innehåller små delar som kan sväljas.

- Förvara hörapparaten, batterierna och tillbehören utom räckhåll för barn och personer med psykiska funktionshinder.
- Kontakta genast en läkare eller ett sjukhus om en del har svalts.



FARA

Din enhet kan minska volymen av vissa bakgrundsljud, eventuellt även trafik eller varningssignaler.



FARA

Explosionsrisk!

- Använd inte din apparat i explosiva atmosfärer (t. ex. i gruvområden).

Kontraindikationer



FARA

Rådgör med en audionom om du upplever ovanliga biverkningar såsom hudirritation, kraftig ackumulering av öronvax, yrsel, ändringar i din hörsel eller om du tror att det finns något främmande föremål i hörselgången.



FARA

En audionom bör rekommendera en potentiell användare av hörapparat att konsultera en legitimerad läkare innan apparaten ska börja användas om audionomen fastställer att användaren har något av följande tillstånd:

- ▶ Synlig medfödd deformation av örat eller deformation genom skada.
- ▶ Om det har runnit sekret från örat under de föregående 90 dagarna.
- ▶ Om hörseln förlorats plötsligt eller har försämrats snabbt under de föregående 90 dagarna.
- ▶ Akut eller kronisk yrsel.
- ▶ Plötslig, eller nyligen, förlorad hörsel på ena sidan under de föregående 90 dagarna.
- ▶ Audiometriskt luft-ben-gap som är lika med eller större än 15 dB vid 500 Hz, 1 000 Hz, och 2 000 Hz.
- ▶ Synliga tecken på avsevärd ansamling av öronvax eller främmande kropp i öronkanalen.
- ▶ Smärta eller obehag i örat.

Produktsäkerhet



OBSERVERA

- Skydda dina apparater från kraftig värme. Exponera den inte för direkt solljus.



OBSERVERA

- Torka inte dina apparater i en mikrovågsugn.



OBSERVERA

Olika typer av stark strålning, t. ex. röntgen- eller MRI-undersökningar av huvudet, kan skada apparaterna.

- Använd inte apparaterna under dessa eller liknande procedurer.

Svagare strålning, t. ex. från radioutrustning eller flygplatssäkerhet, skadar inte apparaterna.



OBSERVERA

- Skydda dina apparater från hög fuktighet. Bär den inte i duschen eller när du applicerar smink, parfym, rakvatten, hårsprej eller solskyddskräm.



I vissa länder finns restriktioner gällande användningen av trådlös utrustning.

- Kontakta de lokala myndigheterna för vidare information.



OBSERVERA

Dina enheter är utformade för att uppfylla internationella standarder gällande elektromagnetisk kompatibilitet men störningar från intelligande elektroniska enheter kan förekomma. Gå bort från störningskällan i sådant fall.



OBSERVERA

Dina enheter uppfyller internationella standarder. Inget garanti kan dock ges att alla produkter på marknaden fungerar utan störningar, till exempel kan vissa induktionshällar orsaka ljudstörningar.

Service och garanti

Serienummer

Vänster:

Höger:

Servicedatum

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Garanti

Inköpsdatum:

Garantiperiod i månader:

Din audionom

**Tillverkare**

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland
Telefon +49 9131 308 0

Din kontakt i Sverige

Sivantos A/S
Box 1183
164 26 Kista

Besöksadress

Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Telefon 08 400 22 390

Order/Item No. 109 653 29 | D00190416
Document No. 03862-99T01-5300 SV-DNK | D00188383
Master Rev01, 01.2019
© 02.2019, Signia GmbH. All rights reserved



www.signia-hearing.se