

signia

Life sounds brilliant.



Signia Xperience
SKRÄDDARSYDD HÖRSEL
TILL DIG!

VARJE RÖRELSE GÖR EN SKILLNAD



När vi rör oss från en plats till en annan kan ljudmiljön förändras. Hörseln kan därmed gå från att vara obesvärad till att bli mer ansträngd på ett par sekunder.

Vår vision är att garantera användare av hörapparater samma goda ljudupplevelse, oavsett vilken ljudmiljö de befinner sig i, helt automatiskt.

GER DEN MEST PERSONLIGA LJUDUPPLEVELSEN



Med Signia Nx löste vi en av hörapparaternas grundläggande utmaningarna med hörapparater, nämligen den oavsiktliga förstärkningen av vår egen röst som många användare av hörapparater upplever som besvärande.

Med Signia Xperience tar vi nu nästa steg, och ger användarna den mest naturliga ljudupplevelsen i alla situationer - utan att kompromissa med riktningseffekten och talförståelsen vid buller.

Signias nya plattform, Xperience, mäter flera parametrar i ljudmiljön än det tidigare har varit möjligt att göra, så att användaren får en mycket mer precis och detaljerad ljudupplevelse.

YOURSOUND

Vår nya Xperience-plattform med YourSound-teknik förstår de enskilda behoven hos användaren av hörapparaten.

Det är allmänt känt att hörapparater i situationer med bakgrundsljud använder sig av riktningsmikrofoner och brusreducering för att uppnå bättre talförståelse och komfort. Dessa inställningar har skett baserat på antagandet att användaren stod still och vände sig mot den som talade. Om så inte är fallet, och användaren rör sig och eventuellt med den som talar vid sin sida, skulle denna vara utanför hörapparatens fokusområde.

Med Signia Xperience har vi byggt in en rörelsesensor i själva hörapparaten som registrerar om användaren rör sig. Rörelser ställer nämligen krav på hur riktningsmikrofoner och brusreducering ska ställas in för att användaren ska kunna höra tal från sidan.

Med Signia Xperience är detta nu möjligt, och denna övergång från stillastående till rörelse sker helt automatiskt och glidande för att garantera ett lugnt, konstant och behagligt ljud.



FÖR ATT LIVET INTE STÅR STILLA



VÄRLDENS FÖRSTA AKUSTIK-/ RÖRELSESENSORER

Kombinationen av de akustiska sensorerna och rörelsesensorn gör att YourSound-tekniken mäter flera ljudaspekter i realtid än någonsin tidigare, och utöver detta även hur användarens rörelser påverkar hörseln.

Rörelsesensor

En rörelsesensor är inbyggd i hörapparaten för att ge information om användarens rörelser genom hans akustiska omgivning. Mot bakgrund av dessa data kan ljudupplevelsen optimeras så att den levererar ett naturligt ljud, oavsett om man springer i parken eller sitter i ett möte.

Akustiksensorer

Fram-/baklokalisering, OVP, signal-/brusmätning och mycket mer: Genom att samla in dessa data om användarens akustiska miljö kan hörapparaten signalbehandling ge en mycket mer detaljerad och precis ljudbild till användaren.



PERFEKT PERSONANPASSAT LJUD

Genom att använda kombinationen av akustiska sensorer och rörelsesensorer kan YourSound-tekniken anpassa sig efter användarens ljudmiljö bättre än tidigare – oavsett om användaren är stilla eller i rörelse.

Dynamisk ljudbilda-behandling

Levererar ett naturligt ljud och tal i alla situationer, även om användaren rör sig.

Röstbehandling av egen röst

Optimerar användarens egen stämma.

SIGNIA XPERIENCE PÅ KLINIKEN

Med Signia Xperience sätter vi fokus på att göra det enkelt för användaren att använda hörapparater i vardagen. Även användare med en begränsad aktivitetsnivå kommer i sin vardag uppleva extremt skiftande ljudmiljöer, där befintlig teknik kommer till korta.

Använd därför den inbyggda rörelsesensorn i Signia Xperience till att tala med användaren om vikten av att kunna höra i alla situationer, och hur Xperience anpassar sig efter användarens behov - helt automatiskt. Med Xperience blir man uppmärksam på ljud och tal runt omkring sig, oavsett om användaren går eller står.

Poängtera den nya designen, där bärkomfort säkerställs med den smala designen. Påpeka även att vippkontakten nu också finns på Charge&Go-modeller.



DEN MEST DISKRETA HÖRAPPARATEN MED DIREKT STREAMING



Nyckelfunktioner

- Naturlig egen röst och bästa talförståelse vid buller – även om användaren är i rörelse
- Integrerade akustik-/rörelsesensorer
- Audiostreaming i hög kvalitet
- Ultra HD e2e och Bluetooth-anslutning



Klar för Signia-appen

- TeleCare
- Fjärrstyrning
- Anslutning och streaming



Bluetooth



Möjlighet för integrerad teleslinga



Integrerade akustik-/rörelsesensorer

Teknologisteg

7X

5X

3X

sDemo

Pure 312 X.

Pure 312 X har fått en ny, smalare design som sitter behagligare bakom örat. De kan fås i 10 olika färger, där "Rose Gold" är ny och "Silver" har fått en uppdatering.

Pure 312 X är utrustad med alla Xperience-plattformens funktioner, inklusive akustik-/rörelsesensorer, så att användaren får en mycket mer precis och detaljerad ljudupplevelse.

Pure 312 X har Bluetooth-anslutning som ger möjlighet till direkt streaming av musik, telefonsamtal och tv, om hen använder en iPhone. Om hen använder en Android-telefon ska tillbehöret StreamLine Mic användas som mellanled.

Pure 312 X kan levereras med integrerad teleslinga. Dessutom kan vanliga modeller konverteras till en apparat med teleslinga genom byte av skal.



INGET BEHOV AV BATTERIER MED UPPLADNINGSBARA RIC



Nyckelfunktioner

- Naturlig egen röst och bästa talförståelse vid buller – även om användaren är i rörelse
- Integrerade akustik-/rörelsesensorer
- Audiostreaming i hög kvalitet
- Ultra HD e2e och Bluetooth-anslutning



Klar för Signia-appen

- TeleCare
- Fjärrstyrning
- Anslutning och streaming



Uppladdningsbar



Bluetooth



Integrerade akustik-/rörelsesensorer

Teknologisteg

7X

5X

3X

sDemo

Pure Charge&Go X.

Pure Charge&Go har fått en ny, mindre och smalare design som har samma storlek som Pure 312 X. Apparaten sitter därför behagligare bakom örat. Pure Charge&Go har fått vippkontroll som gör apparaten mycket mer flexibel under utprovning.

Pure 312 X är utrustad med alla Xperience-plattformens funktioner, inklusive akustik-/rörelsesensorer, så att användaren får en mycket mer precis och detaljerad ljudupplevelse.

Pure 312 X har Bluetooth-anslutning som ger möjlighet till direkt streaming av musik, telefonsamtal och tv, om hen använder en iPhone. Om hen använder en Android-telefon ska tillbehöret StreamLine Mic användas som mellanled.

Pure Charge&Go X laddas med den nya Inductive Charger II.



ENKEL UPPLADDNING



Inductive Charger II

Pure Charge & Go X levereras med vår nya induktiva laddare som nu har ett lock så att hörapparaterna skyddas bättre. Laddarens design gör att även Click-insatser kan ligga däri. Laddaren har även snabbbladdning, torkningsfunktion och intuitiva LED-lampor för statusinformation.

Inductive Charger II är kompatibel med Pure Charge&Go X, Pure Charge&Go Nx och Motion Charge&Go Nx.



Laddarens lock skyddar hörapparaterna när de laddas, och laddaren fungerar samtidigt som en praktisk förvaring av hörapparaterna.

DINA KUNDERS BEHOV SAMLADE PÅ EN PLATS



SIGNIA-APP

Den nya Signia-appen samlar alla Signias befintliga appar i en*. Den inkluderar TeleCare som gör det enklare för dina kunder att hålla kontakten med dig. Resultatet är en snabbare och mer precis utprovningsprocess.

*Gäller inte easyTek-appen



Signia-appen är kompatibel med Android och iOS. Den kan laddas ner gratis från Apple App Store och Google Play.



EN MER PERSONLIG VÄRLD

Med den nya Signia-appen kan du ge dina kunder mer direkt och individuell stöttning samt skräddarsy hörapparaterna efter deras personliga behov.


Den nya Signia-appen integrerar alla funktionerna från deras tidigare appar, inklusive fjärrstyrning och TeleCare i en enda app.

Användarna kan diskret styra sina hörapparater, även när de streamar deras favoritmusik och tv-program. TeleCare ger dig en möjlighet att hålla en tätare kontakt med användarna och hjälpa dem när de är ute och far. Allt på en plats – för bättre komfort och användarvänlighet.

Signia-appen är designad så att endast de funktioner som är tillgängliga i hörapparaten visas i appen.

NYCKELFUNKTIONER I APPEN


TeleCare



Håll en tätare kontakt med dina kunder:

- Kontakt via textmeddelanden, telefonsamtal eller videosamtal i realtid
- Registrering av dina kunders nöjdhet
- Boka virtuella möten för fjärrinställning av hörapparaterna


Fjärrstyrning



Fjärrstyrningsfunktioner i appen:

- Ljudprogram och ljudstyrkereglering
- Justering av ljudbalansen
- 360° Spatial Configurator för individuell justering av riktning
- Visning av hörapparaternas anslutningar och batteristatus

Anslutning och streaming



- Enkel styrning av tillbehör (t.ex. StreamLine TV, StreamLine Mic) samt CROS-enheter
- Kontroll av ljudstyrka under streaming
- Adaptiv streamingvolym

Upplysningarna i detta dokument innehåller allmänna beskrivningar av befintliga tekniska möjligheter som inte nödvändigtvis alltid kan tillämpas, och som kan ändras utan föregående meddelande.

Varumärket Bluetooth och tillhörande loggor tillhör Bluetooth SIG, Inc., och varje enskild användning av dessa märken av Signia GmbH sker under licens. Andra varumärken och produktnamn tillhör respektive innehavare.

Juridiskt ansvarig producent

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Tyskland

Din kontakt i Sverige

Sivantos A/S
Box 1183
164 26 Kista

Besöksadress

Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Telefon 08 400 22 390

www.signia-pro.se
www.signia-hearing.se

ce192/1/0919
©09.2019 Signia GmbH

