



STYLETTO CONNECT

DIREKTSTREAMING I EN REVOLUTIONERANDE DESIGN



STYLETTO CONNECT ÄR DESIGNAD FÖR ATT GÖRA SKILLNAD

Med sin eleganta och enkla design
tilltalar Styletto Connect dig med
sinne för detaljer och behov för
det bästa.



DITT TRÅDLÖSA HEADSET

Styletto Connect kan kopplas trådlöst direkt till din iPhone, så att du kan höra telefonsamtal och medieljud direkt i dina hörapparater. Om du har en Android smartphone, ska StreamLine Mic användas som tillbehör.

Med StreamLine TV kan du enkelt följa med i de olika programmen som sänds i TV:n, då StreamLine Tv sänder ljudet direkt till dina Styletto Connect, ljudet sänds i Dolby Stereo kvalitet. På så sätt kan du höra ljudet med din förstärkning utan att störa dina nära och kära.





NÄR SNYGG DESIGN BETYDER ALLT

Styletto Connect är liten och elegant tack vare ett nytt litiumjon-batteri i avlång design. Därmed har Signia skapat en helt ny typ utav hörapparater, nämligen **SLIM-RIC** (Slim Lithium Ion Module for Receiver In Canal).

Mikrofon öppningarna är mindre synliga och vi har plockat bort tryck knappen – allt för att skapa ännu en linjeformat design. Med Styletto Connect har Signia skapat begreppet **HEARWEAR**. Hörapparater som Du kan bära med stolthet.

Styletto Connect levereras som ett kit innehållande, två hörapparater, laddare samt sladd.



signia



FRIHETEN TILL ETT LIV I FARTEN

Den medföljande laddaren är utförd i en elegant, kompakt design och får plats i din byxficka, medan du är i farten.

LED status ger dig en enkel översikt över laddaren och batteristatusen.

Den integrerade batteriet i laddaren ger dig uppladdning för hela fyra dagars användning utan att behöva ansluta till en strömkälla, endast 30 minuters laddning ger dig hela fem timmars användning - så att du kan leva det liv du vill när du vill.

FÄRGER



Snow White /
Rose Gold



Black /
Silver



Cosmic Blue /
Rose Gold

STYLETTO CONNECT LADDAREN



Laddarens integrerade batteri

Ger 3 fulla laddningar „on the go“.

Tar 2 timmar att ladda (via USB port)

Laddningstider

Full laddning utav Styletto Connect:
3 timmar (ger 19 timmars daglig användning utan streaming och 16 timmars daglig användning med 5 timmars streaming).

Snabbladdning av Styletto Connect:
30 minuter (ger 5 timmars användning).

Status

De tre LED lamporna på laddaren indikerar uppladdning – och batteristatus för hörapparaterna och det integrerade batteriet.

Laddaren används även som förvaring för dina Styletto Connect.

TILLBEHÖR

StreamLine Mic

- Handsfree streaming utav ljud från mobil, musikfiler och andra medialjud
- Skall användas om du vill streama från Android smartphones
- Kan användas som fjärrmikrofon med ett avstånd på upp till 20 meter

StreamLine TV

- Justerar TV-ljudet i hörapparaterna oberoende utav ljudet på TV:n
- Sänder ljudet från TV:n i Dolby Stereo kvalitet direkt till dina Styletto Connect
- Enkel parkoppling

miniPocket

- Enkel och diskret fjärrstyrning
- Volymjustering, programbyte
- Enkel att använda Nem at betjene



A P P A R



myControl App

Gör din mobiltelefon till en avancerad fjärrkontroll. Skifta mellan programmen, skruva upp eller ner för ljudet och använd dig enkelt utav mer avancerade funktioner. Appen är gratis och kan fås till alla nyare iPhones och utvalda Android smartphones.

myControl app är inte nödvändig för att din streaming ska fungera.

myHearing App

Via myHearing app kan du få små uppgifter, tips och användarvägledning för att komma igång och få hjälp i vardagen. Du kan också komma i kontakt med din hörselklinik via en chatt och få hjälp och vägledning när du har behov för det. myHearing app kräver en aktiveringskod, som bara kan utfärdas utav din hörselklinik.

Din hörselklinik

Juridisk producent

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Kontakt i Sverige

Sivantos A/S
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista
Telefon 08-400 223 90

mwp0036/1/200/0319
03621-99C1-7600
© 02.2019 Signia GmbH

Se mer här:

signia-hearing.se



facebook.com/SigniaHearingSweden



youtube.com/signiahearing